



Skydd mot droppsmitta inom vård och omsorg

Art. nr:
ZSKYVISKOMP0001F

Petter® Skyddsvisir komplett

Petter® skyddsvisir komplett för flergångsbruk har utvecklats för att användas som skydd mot droppsmitta inom vård och omsorg. Skyddet består av ett reglerbart huvudband och en glasklar visirdel. Se vidare under specifikation. Visirets delar är mekaniskt sammanfogade och kräver inga verktyg eller adhesiver för montering.

Skyddet har typprovats enligt MET5659, utgåva 1, av RISE Research Institutes of Sweden AB.

Produkten uppfyller samtliga krav med undantag av §7.1.4.2. Produkten har tillstånd av Arbetsmiljöverket för användning inom EU.

Produktens ingående material uppfyller kraven enligt REACH direktivet 76/769/EEC, Annex XVII.

Levereras omonterad om 50 st. per förpackning.
Komplett pall innehåller 10 000 st. visir.
Vikt/st: 32g

Rengöring och desinfektion av visir:

1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.
2. Tag på skyddshandskar.
3. Rengör och desinfektera visirets plastdelar med rikligt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Bearbeta mekaniskt med torkpapper över hela ytan.

Specifikation Huvudband

Material: Polypropylen (PP)
Tjocklek: 0,8mm
Mått: H 27mm x B 733mm

Specifikation Visir

Material: Glasklar PET
Tjocklek: 0,25mm
Mått: B 315mm x H 250mm

